



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Koenig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Koenig

SKU RM-KNR-17-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Con hoja fenestrada	Dimensiones disponibles: 13×13 mm o 13×16 mm · Función clínica principal: Visualización directa a través de la hoja de vasos/estructuras subyacentes · Precio (USD): \$49.00
1	Sin hoja fenestrada	Dimensiones disponibles: 13×13 mm o 13×16 mm · Función clínica principal: Barrera sólida para sujeción de tejido blando y retracción de bordes de herida · Precio (USD): \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Dimensiones disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Koenig es un instrumento quirúrgico manual especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura y no traumática de tejidos blandos y bordes de heridas en procedimientos de cirugía general, ortopédica y plástica. Diseñado con una hoja ergonómica en ángulo recto, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos mantener una contracción constante en los planos cutáneo y subcutáneo sin obstruir el campo operatorio.

Construido para un control operativo óptimo, este separador Koenig reutilizable mantiene una longitud total fija de 17 cm (\$49). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el separador puede personalizarse en dos perfiles distintos de geometría de hoja: con hoja fenestrada, que presenta una ventana abierta para optimizar la visibilidad estructural, o sin hoja fenestrada, con un perfil de hoja sólida para un blindaje completo de la barrera de tejido. El instrumento se ofrece en dos

dimensiones de hoja estandarizadas: 13.0 mm × 13.0 mm y 13.0 mm × 16.0 mm.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Koenig para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad clínica completa.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest