



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Espina Nasal de Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Espina Nasal de Obwegeser

SKU RM-ONSR-22-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Obwegeser Nasal Spine Retractor	Longitud total de 22 cm, hoja con muesca para espina nasal	\$49
Funda / Caja protectora	Empaque de tránsito individual	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Espina Nasal de Obwegeser es un retractor quirúrgico indispensable en cirugía ortognática y reconstructiva facial, diseñado específicamente para proporcionar una elevación de tejido segura y antideslizante, así como estabilización ósea en la espina nasal anterior durante las osteotomías Le Fort I. Diseñado con una hoja anatómica de silla con muesca, este instrumento se asienta limpiamente sobre la espina nasal, retrayendo el labio superior, la columela y el tabique cartilaginoso de forma segura, alejándolos de las sierras óseas recíprocas.

Construido para una profundidad de alcance intraoral óptima, esta configuración del Separador para Espina Nasal de Obwegeser presenta una longitud total de 22 cm (\$49). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la punta de la hoja bifurcada se asienta firmemente sobre la espina nasal anterior ósea, evitando deslizamientos accidentales a través del hueso cortical, mientras proporciona a los asistentes quirúrgicos una contratracción manual constante y sin fatiga. El vástago delgado desciende de forma segura fuera de la línea de visión directa del cirujano.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante, Retractor Maker produce el Separador para Espina Nasal de Obwegeser para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y compatibilidad total con procesos de esterilización para centros de cirugía oral, maxilofacial y plástica facial en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest