



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter GYN Magrina 骨盤外科用開創器システム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter GYN Magrina 骨盤外科用 開創器システム

SKU RM-BGMPRS-1

\$1,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Field Post	12" (30 cm)
1	Post Coupler	スタンダード
1	Horizontal Flex Bar	標準多関節型
1	Perineal Ring with Notches	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	Rotating Tilt Ratchet	リング保持機能付き標準タイプ
2	Vaginal Lateral Blades	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Deaver Blade	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver Blade	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Vaginal Posterior Blade	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Sterilization Box	保護ケース

製品詳細

Bookwalter GYN Magrina 骨盤外科用開創器システムは、産婦人科、経膈、および骨盤手術中に安定したハンズフリーの術野確保を実現するために設計された手術台固定式の自動開創器です。そのモジュール式フレームワークは、フィールドポスト、水平フレックスバー、ポストカプラー、ノッチ付き会陰リング、および回転式チルトラチェット機構を組み合わせ、術野周辺で選択したブレードを強固に支持します。

本システムは、9½" × 14½" のノッチ付き会陰リングと、リング保持機能付きの4つの回転式チルトラチェットで構成されています。付属の膈外側用、Deaver、および膈後壁用ブレードにより、術野展開の要件に応じた幅広いブレード構成が可能です。

システム一式は、整理された保管と処理のための専用滅菌ボックスに収納されています。Bookwalter GYN Magrina 骨盤外科用開創器システムは未滅菌で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能な設計となっています。使用前に、医療施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。

Retractor Maker は、Bookwalter GYN Magrina 骨盤外科用開創器システムを病院、販売代理店、およびその他のB2B顧客に直接提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)