



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema Bookwalter StrongArm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Bookwalter StrongArm

SKU RM-BSA-1

\$899 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Brazo de posicionamiento Bookwalter StrongArm	Sistema de posicionamiento articulado completo de 3 articulaciones
1	Poste de campo	Disponible en longitudes de 12" (30 cm) o 18" (45 cm)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema Bookwalter StrongArm es un brazo de soporte montado en la mesa diseñado para mantener estables los sistemas de retractores autoestáticos Bookwalter y compatibles durante un procedimiento, liberando al equipo quirúrgico de la retracción manual. El brazo de posicionamiento articulado completo de tres articulaciones permite ajustar la altura, el alcance y el ángulo del marco de anillo acoplado y luego bloquearlo en su posición.

El sistema se suministra con un poste de campo, disponible en longitudes de 12" (30 cm) o 18" (45 cm), para que la altura de trabajo pueda adaptarse a la posición del paciente y a la profundidad de la exposición. El precio oscila entre \$899 y \$1,099 según la longitud del poste de campo elegido; confirme su configuración preferida cuando solicite una cotización.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El sistema Bookwalter StrongArm se suministra no estéril, es reutilizable y totalmente autoclavable, y debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados de su centro antes de su uso.

Retractor Maker fabrica y suministra el sistema Bookwalter StrongArm directamente desde sus instalaciones cerca del Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistán.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest