



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Aproximador de Costillas Bailey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aproximador de Costillas Bailey

SKU RM-BRC-1

\$159 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Bailey Rib Contractor	20 cm de longitud total, compresor mecánico con puntas de garra	\$159
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$159

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Aproximador de Costillas Bailey (también conocido como aproximador de Bailey-Gibbon) es un instrumento quirúrgico torácico especializado diseñado para aproximar costillas adyacentes tras una toracotomía. Al unir las costillas separadas bajo compresión mecánica controlada, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos colocar y ajustar suturas pericostales sin tensión ni riesgo de fractura ósea.

Diseñado para un anclaje anatómico robusto, este modelo de Bailey Rib Contractor presenta una longitud total de 20 cm, proporcionando el alcance adecuado en los sitios de cierre de toracotomía. Los extremos de trabajo incorporan puntas curvas tipo garra específicamente contorneadas para asentarse firmemente sobre los bordes superior e inferior de los segmentos costales adyacentes sin deslizarse. Su mecanismo de tornillo mecánico permite al cirujano ajustar con precisión la fuerza de compresión, manteniendo la pared torácica en reducción anatómica durante el cierre.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Bailey Rib Contractor para soportar un alto par de compresión y ciclos repetidos de esterilización por vapor, proporcionando a los equipos de cirugía cardiotorácica y de trauma una fiabilidad clínica duradera.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest