



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hohmann Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Ekartör

SKU RM-HR-12IN-1

\$74 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
15 mm Geniş Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Geniş Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hohmann Ekartör, eklem artroplastisi ve kırık stabilizasyonu sırasında güvenilir doku deplasmanı ve kemik maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir ortopedik kemik manivela aletidir. Kavisli gövdesi ve kemik kenarlarına kenetlenen anatomik gagalı ucuyla tasarlanan bu ekartör, cerrahi asistanların büyük kas kitlelerini nörovasküler bölgelere kaymadan kemikten uzaklaştırmasına olanak tanır.

Çeşitli iskelet sınırlarına tam uyum sağlayacak şekilde üretilen bu Hohmann Ekartör, 12 inç (30.48 cm) birleşik boylamasına profil yapısını korur. Alet, iki seçilebilir bıçak genişliği profili ile üretilmektedir: hedeflenen kemik manivelası için 15 mm genişlik (\$74) ve daha geniş kas deplasmanı için 17 mm genişlik (\$79). Konturlu ucu femoral veya tibial korteksin arkasına güvenli bir şekilde sarılırken, ağır hizmet tipi sapı cerrahi asistanlara sürdürülebilir çekme gücü sağlar ve el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Hohmann Ekartörü yüksek ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; bu da dünya çapındaki eklem replasmanı ve travma cerrahisi ekiplerine sarsılmaz klinik dayanıklılık ve performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest