



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Senn Green

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Senn Green

SKU RM-SGR-14-1

\$27 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
6 mm × 10 mm Lâmina — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm × 20 mm Lâmina — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Senn Green é um afastador cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e afastamento da musculatura infra-hióidea durante cirurgias endócrinas, de tireoide e plásticas superficiais. Combinando uma lâmina alongada em ângulo reto com uma borda de retenção curvada para baixo, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos mantenham contra-tração constante em planos teciduais delicados sem causar hematomas ou lacerações locais.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e altamente resistente à corrosão, este Afastador Senn Green mantém um comprimento total de 14 cm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento é altamente adaptável a diferentes profundidades de incisão através de duas opções distintas de lâmina selecionáveis: 6 mm × 10 mm (\$27) para margens de feridas superficiais e 6 mm × 20 mm (\$29) para exposição cervical e muscular mais profunda. Seu cabo ergonômico plano garante estabilidade de preensão manual sem fadiga.

Classificado na categoria de ganchos e afastadores manuais premium, a Retractor Maker produz o Afastador Senn Green com acabamento acetinado antirreflexo, oferecendo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos hospitalares e unidades ambulatoriais em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)