



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Reich 下顎頭鉤

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Reich 下顎頭鉤

SKU RM-RCR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
18 cm 全長 — 80° または 110° プロファイル	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm 全長 — 80° または 110° プロファイル	RM-RCR-1-2	\$59

製品詳細

Reich 下顎頭鉤は、下顎頭および下顎頭頸部周囲の安全な骨レバレッジと軟部組織の変位を目的として特別に設計された、口腔外科、顎顔面外科、および顎関節（TMJ）手術専用のレトラクターです。解剖学的なフック角度で設計されたこの器具は、下顎頭頸部の深部をきれいに包み込み、下顎枝斜切開や骨切り術中に顎動脈、翼突筋静脈叢、顔面神経枝を保護します。

耐久性と耐食性に優れたシャーシを備えたこの Reich 下顎頭鉤シリーズは、標準的なTMJアプローチ用の18 cm（\$49）と、より深い術野用の19 cm（\$59）の2種類の全長から選択可能です。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、先端の角度は、下顎下アプローチに適した80度、または耳前TMJアプローチに最適化された110度の2つのプロファイルから注文時に選択できます。人間工学に基づいたハンドルは、助手の手作業によるレバレッジ操作においても疲労を感じさせません。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Reich 下顎頭鉤は、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるように製造されており、世界中の口腔・顎顔面・頭蓋顔面外科センターに卓越した耐久性、耐食性、および完全なオートクレーブの信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest