



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Lurette Love

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Luette Love

SKU RM-LUR-17-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame 18 mm de large	RM-LUR-17-1-1	\$59
Lame de 20 mm de large	RM-LUR-17-1-2	\$64

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de luette Love est un écarteur chirurgical spécialisé en ORL, conçu spécifiquement pour assurer une élévation et une rétraction sûres et atraumatiques de la luette et du voile du palais lors des chirurgies des adénoïdes et du pharynx postérieur. Doté d'une lame distale à courbure anatomique, cet écarteur s'accroche délicatement au bord libre du voile du palais, exposant proprement la voûte nasopharyngée sans provoquer de contusions ou de déchirures muqueuses.

Conçu pour une maniabilité intra-orale optimale, cet écarteur de luette Love présente une longueur totale uniforme de 17 cm qui offre une portée manuelle confortable tout en maintenant les mains de l'assistant à l'extérieur de la cavité buccale. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose deux largeurs d'extrémité de travail distinctes : une lame de 18 mm (\$59) pour les arches palatines pédiatriques et étroites, et une lame de 20 mm (\$64) offrant un contrôle optimal pour rétracter la luette chez l'adulte. Son manche ergonomique plat assure un levier manuel stable et sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de luette Love pour résister aux cycles de stérilisation hospitalière répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les services d'ORL, les cliniques de chirurgie plastique et les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest