



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Logan Yara Ayırıcı (Ekartör)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Logan Yara Ayırıcı (Ekartör)

SKU RM-LWS-4CM-1

\$199 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Alt Cırcırlı Kılavuz Çubuğu Çerçevesi	Doku kenarlarını genişletmek için kılavuz görevi gören ana taban ray şasisi
1	Kayar Kol Braketi	Ray boyunca yatay olarak ayarlanan hareketli braket bileşeni
2	Vida Ayar Mekanizmaları	Kolları hareket ettirmek ve konumuna sabitlemek için hassas kilitleme vidası dişlileri
2	Dişli Yayma Uçları	3 x 3 keskin dışa kavisli dişlere sahip kaymaz çene uçları
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Logan Wound Spreader, oftalmik, yüz plastik ve mikro-rekonstrüktif cerrahi sırasında güvenli, eller serbest yumuşak doku ve yara kenarı maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış kompakt, kendinden tutmalı bir cerrahi ekartördür. Ultra kısa yatay kilitli bar ile tasarlanan bu alet, cerrahların sığ insizyonları kalibre edilmiş mikro hassasiyetle genişletmesine olanak tanır ve ameliyat büyüteçleri veya mikroskoplarda görüş alanını engellemeden asistan desteği ihtiyacını ortadan kaldırır.

Hassas anatomik koridorlar için özel olarak üretilen bu Logan Wound Spreader konfigürasyonu, 4 cm (1 ½ inç, \$199) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, kaymadan yoğun aponevroz, periost ve kas kenarlarına güvenli bir şekilde tutunmak için tasarlanmış 3 x 3 keskin dışa kavisli dişlerle donatılmış kaymaz çene uçlarını içerir. Kayar kol braketi, alt cırcırlı kılavuz çubuğu çerçevesi boyunca pürüzsüzce hareket eder ve kullanıcı yorgunluğunu

önmek için iki hassas vida ayar mekanizması aracılığıyla rijit bir şekilde kilitlenir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Logan Wound Spreader'ı tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki oftalmik cerrahi merkezlerine, plastik cerrahi kliniklerine ve kraniyal mikrocerrahi ünitelerine olağanüstü yapısal sağlamlık, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest