



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Freeman Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Freeman Rake

SKU RM-FRR-7-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
22 mm Ancinho largo — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm Ancinho largo — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Freeman Rake é um instrumento de cirurgia plástica estética e reconstrutiva aclamado internacionalmente, projetado especificamente para proporcionar a elevação firme e antiderrapante de retalhos de pele durante ritidoplastias e procedimentos de tecidos moles. Projetado com múltiplas garras afiadas, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem contra-tração manual uniforme nos planos cutâneos e subcutâneos sem causar lacerações dérmicas focais.

Construído para se adaptar a diferentes limites de incisão, esta configuração padrão do Afastador Freeman Rake mantém um perfil de comprimento total de 7 polegadas (18 cm). O instrumento é fabricado em duas larguras de garra selecionáveis: um modelo de 22 mm de largura (\$44) para retalhos faciais localizados e um modelo expansivo de 38 mm de largura (\$49) para descolamento amplo de bochecha e pescoço. Sua haste curva mantém as mãos do assistente afastadas da linha de dissecação, enquanto o cabo ergonômico plano garante uma alavancagem manual livre de fadiga durante procedimentos de longa duração.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Freeman Rake para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros de cirurgia plástica e estética em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest