



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Alaire (Alar Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Alaire (Alar Retractor)

SKU RM-AR-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Alar Retractor	Longueur totale 15 cm, lame 22 × 13 mm	\$29
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur alaire est un écarteur nasal manuel de précision conçu spécifiquement pour soulever et soutenir la marge alaire et la pointe du nez lors de rhinoplasties esthétiques et reconstructives. Conçu avec une lame distale courbe qui s'adapte parfaitement au bord de la narine, cet instrument offre une exposition anatomique fiable sans provoquer de traumatisme ischémique des bords ou de distorsion du cartilage.

Optimisée pour les procédures faciales délicates, cette configuration dédiée de l'écarteur alaire présente une longueur de travail totale de 15 cm avec une lame précisément courbée de 22 mm de large sur 13 mm de long. Son manche plat ergonomique et équilibré offre un retour tactile et un contrôle de préhension stable, permettant aux chirurgiens et au personnel assistant de maintenir une rétraction ascendante constante dans les corridors profonds du vestibule nasal sans obstruction visuelle.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur alaire selon des normes cliniques strictes, offrant aux cliniques esthétiques et aux hôpitaux ORL un instrument entièrement autoclavable et résistant à la corrosion, prêt pour une utilisation opératoire quotidienne.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest