



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Morse-Favaloro

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Separador Costal Morse-Favaloro

**SKU** RM-MFRS-160-1

**\$269 USD**

## LISTA DE COMPONENTES

| CANTIDAD    | COMPONENTE                                | DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN                                                              |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Bastidor de riel guía deslizante paralelo | Riel guía de aluminio ligero que sirve como chasis de expansión                        |
| 4 (2 pares) | Valvas laterales anguladas móviles        | Cuatro valvas ajustables multiposición de 17 mm x 22 mm que se adaptan a las costillas |
| 1           | Cierre de tornillo de rosca               | Perno de bloqueo integrado que asegura las valvas en la retracción óptima              |
| 2           | Brazos de pinza retractora ergonómicos    | Mangos de aluminio cónicos diseñados con bordes exteriores lisos                       |
| 1           | Caja / Almacenamiento protector           | Embalaje de tránsito estándar                                                          |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador costal Morse-Favaloro es un retractor quirúrgico cardiotorácico esencial, diseñado específicamente para proporcionar una separación intercostal segura y contorneada, así como una exposición torácica anterior durante la revascularización coronaria y procedimientos pulmonares. Diseñado con valvas móviles de múltiples posiciones, este instrumento permite que las paletas laterales giren y se adapten con precisión a la curvatura de las costillas del paciente, distribuyendo las cargas de distracción de manera uniforme para prevenir hematomas periósticos focales o fracturas costales.

Construido para un control quirúrgico refinado, esta configuración dedicada del separador costal Morse-Favaloro presenta una apertura de expansión horizontal total de 160 mm (\$269). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las valvas laterales móviles miden 17 mm x 22 mm, optimizadas para una adaptación ósea precisa en cajas torácicas estándar y delicadas. Las cuatro valvas

móviles (dos por rama) se bloquean en la retracción óptima mediante un cierre de tornillo de rosca integrado, mientras que los mangos de aluminio cónicos presentan bordes exteriores lisos para proteger los tejidos blandos adyacentes.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador costal Morse-Favaloro para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía a corazón abierto, clínicas torácicas y quirófanos cardíacos de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest