



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

W.M. Lemmon Deaver 開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



W.M. Lemmon Deaver 開創器

SKU RM-WMLDR-395-1

\$119 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
25 mm ワイドブレード — 25 mm 幅 × 235 mm 有効長	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm 幅弁 — 50 mm 幅 × 235 mm 有効長	RM-WMLDR-395-1-2	\$119

製品詳細

W.M. Lemmon Deaver 開創器は、主要な胸部手術、開腹術、骨盤内手術において、腹部内臓、肺葉、および深部骨盤臓器を安全かつ広範囲に排出し保持するために特別に設計された最高級の深部用開創器です。長く緩やかな曲線を描くブレードを備えたこの器具は、実質の挫傷や裂傷を引き起こすことなく、重い内臓構造に対して外科助手が一定の対抗牽引を維持することを可能にします。

劣化することなく高頻度のオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう構築されたこの W.M. Lemmon Deaver 開創器の構成は、39.5 cm (\$119) という極めて長い全長を特徴とし、最も深い解剖学的経路への到達を可能にします。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、有効ブレード長は作業面に沿って 235 mm です。器具は2つのブレード幅オプションを提供します。25 mm 幅は集中的な臓器保持と深部血管の露出に適しており、広範な 50 mm 幅は肝臓、脾臓、または腸の広範な変位に適しています。人間工学に基づいたフラットハンドルは、疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 製の W.M. Lemmon Deaver 開創器は、厳格な臨床許容誤差を維持し、世界中の一般外科手術室、トラウマセンター、および心臓胸部外科において、優れた構造剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest