



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador EMORY Endo-Plastic Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Afastador EMORY Endo-Plastic Retractor

**SKU** RM-EEPR-1

**\$309 USD**

## TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO              | SKU / DETALHES                                                                 | PREÇO (USD) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EMORY Endo-Plastic Retractor | Comprimento de 10" (254 mm), ponta de 1" (25.4 mm), canal para óptica de 10 mm | \$309       |
| Luva Protetora / Caixa       | Embalagem individual para transporte                                           | \$309       |

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O EMORY Endo-Plastic Retractor é um instrumento de elite para cirurgia estética endoscópica, projetado especificamente para proporcionar a elevação de amplas cavidades ópticas, garantindo um corredor óptico rígido para visualização. Desenvolvido para disseções estéticas minimamente invasivas, este instrumento permite ao cirurgião realizar a separação romba dos planos subpeitoral e subgaleal, mantendo a óptica da câmera endoscópica limpa e posicionada diretamente sobre o plano de dissecação.

Construído sob rigorosas tolerâncias cirúrgicas, esta configuração do EMORY Endo-Plastic Retractor apresenta uma lâmina com comprimento total estendido de 10 polegadas (254 mm) combinada com uma ponta de 1 polegada (25.4 mm) de largura. O instrumento é projetado explicitamente com um canal guia integrado otimizado para endoscópios de 10 mm, eliminando a oscilação da câmera e mantendo um túnel óptico estável e iluminado. Seu cabo ergonômico oferece feedback tátil refinado, permitindo que os cirurgiões dissequem planos teciduais sem esforço e sem causar lacerações musculares.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o EMORY Endo-Plastic Retractor não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo aos centros de cirurgia plástica e reconstrutiva alta durabilidade, compatibilidade óptica de precisão e longevidade clínica.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)