



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador B-Z

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador B-Z

SKU RM-BZR-1

\$339 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
7.5 cm Profundidad (45° o 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm de profundidad (45° o 90°)	RM-BZR-1-2	\$359

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador B-Z es un robusto retractor quirúrgico autorretentivo diseñado para establecer una visibilidad operativa profunda y sin concesiones durante procedimientos complejos de columna, ortopedia y pelvis. Al proporcionar contratracción mecánica en planos fasciales y musculares densos, este instrumento libera al personal quirúrgico manteniendo un corredor operativo estacionario en cavidades profundas.

Diseñado para una adaptación anatómica versátil, este marco modular del Separador B-Z ofrece una capacidad de expansión suave de hasta 12.8 cm de ancho. Los cirujanos pueden configurar el sistema con geometrías de chasis anguladas de 45 o 90 grados para mantener los brazos mecánicos fuera de la vista quirúrgica directa, combinadas con valvas de retracción de 7.5 cm (\$339) o 10 cm (\$359) de profundidad. El mecanismo de cremallera de paso fino se bloquea de forma segura bajo alta tensión muscular para evitar el desenganche accidental.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker produce el Separador B-Z para soportar altas cargas mecánicas y ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, brindando a los cirujanos de columna y trauma una confiabilidad duradera.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest