



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Petri Pterygoid イントラオーラルレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Petri Pterygoid イントラオーラルレトラクター

SKU RM-PPIOR-23-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Petri Pterygoid イントラオーラルレトラクター	全長23 cm、25.5 mm幅翼突ブレード	\$79
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$79

製品詳細

Petri Pterygoid イントラオーラルレトラクターは、Le Fort骨切り術において、安全で非侵襲的な軟組織の変位と神経血管系の遮蔽を提供するために特別に設計された、口腔・顎顔面・矯正歯科手術に不可欠なレトラクターです。上顎結節の後方に滑り込ませるように設計されており、翼上顎部分離の際に骨ノミから内上顎動脈と翼突静脈叢を保護します。

操作の容易さを維持しながら高い物理的負荷に耐えるよう構築されたこのPetri Pterygoid イントラオーラルレトラクターは、全長23 cm (\$79) の仕様となっています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、25.5 mm幅のブレードレイアウトはLe Fort骨切り術に最適化されています。滑らかに成形されたブレードのエッジは上顎後壁をきれいに包み込み、軟組織の裂傷を防ぐ一方で、人間工学に基づいたハンドルは手術助手に安定した手動のレバレッジを提供します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のPetri Pterygoid イントラオーラルレトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の顎顔面、矯正歯科、および頭蓋顔面外科センターに優れた耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest