



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Retractor FK (Feyh-Kastenbauer)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retractor FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco básico FK-WO TORS con adaptador	Conjunto del marco estructural principal
1	Adaptador para marco básico FK-WO TORS	Adaptador de conexión de montaje
1	Adaptador para pinzas de agarre de tumores o tubo de succión	Adaptador de montaje para instrumentos auxiliares
1	Clip de luz	Conexión lateral de cable
2	Retractores de mejillas	Perfil curvo
1	Tubo de succión para humo	4.0 × 170 mm
10 pcs	Protector dental	Sin látex, no autoclavable
1	Valva de mandíbula	11 cm
1	Valva laríngea	17 cm, cóncava
1	Valva lingual	Curva
1	Valva lingual	Curva, abierta hacia el lado derecho
1	Valva lingual	Curva, abierta hacia el lado izquierdo
1	Valva TORS según Weinstein-O'Malley	Perfil TORS estándar

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valva TORS pequeña, izquierda	Configuración compacta para el lado izquierdo
2	Valva TORS pequeña, derecha	Configuración compacta para el lado derecho
1	Caja de esterilización	Bandeja preformada para el set FK-WO TORS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Retractor FK (Feyh-Kastenbauer) es una plataforma quirúrgica transoral reconocida internacionalmente, diseñada para proporcionar una visualización y acceso quirúrgico óptimos a la base de la lengua, la hipofaringe, la supraglotis y la laringe. Optimizado para la Cirugía Robótica Transoral (TORS), así como para la microcirugía láser endolaríngea, este sistema establece un corredor visual amplio y rígido que permite el paso de brazos robóticos y visualización microscópica sin obstrucción de tejidos.

Estructurado en torno al marco básico FK-WO TORS, este set completo del Retractor FK (Feyh-Kastenbauer) cuenta con adaptadores de montaje especializados para pinzas de agarre o tubos de succión, clips para cables de luz, retractores de mejillas curvos, un tubo dedicado de succión de humo de 4.0 x 170 mm y 10 protectores dentales sin látex. El conjunto de valvas ofrece una flexibilidad clínica inigualable, incorporando una valva mandibular de 11 cm, una valva laríngea cóncava de 17 cm, valvas linguales curvas estándar y de lado abierto, y valvas bilaterales Weinstein-O'Malley TORS.

Suministrado en una caja de esterilización de alta resistencia con moldura personalizada, Retractor Maker fabrica el Retractor FK (Feyh-Kastenbauer) a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) biocompatible de alta calidad y aleaciones especializadas, ofreciendo una estabilidad confiable y ergonomía centrada en el cirujano directamente a los departamentos de otorrinolaringología de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest