



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU RM-ILACF-1

\$4,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	デブスゲージ	カラーコード付
2	ツイストロックハンドル	シリコングリップ
1	縦方向フレーム	スタンダード
1	横方向フレーム	スタンダード
2	鈍ブレード	30 mm、シルバー
2	鈍ブレード	35 mm、ブルー
2	鈍ブレード	40 mm、レッド
2	鈍ブレード	55 mm、ブラック
2	鈍ブレード	60 mm、ゴールド
2	鈍ブレード	65 mm、ネイビー
2	鈍ブレード	70 mm、ライトグリーン
2	鈍ブレード	75 mm、オレンジ
1	ショート歯ブレード	30 mm、シルバー
1	ショート歯ブレード	35 mm、ブルー

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ショート歯ブレード	40 mm、レッド
1	ショート歯ブレード	45 mm、グリーン
1	ショート歯ブレード	50 mm、バイオレット
1	ショート歯ブレード	55 mm、ブラック
1	ショート歯ブレード	60 mm、ゴールド
1	ショート歯ブレード	65 mm、ネイビー
1	ロング歯ブレード	30 mm、シルバー
1	ロング歯ブレード	35 mm、ブルー
1	ロング歯ブレード	40 mm、レッド
1	ロング歯ブレード	45 mm、グリーン
1	ロング歯ブレード	50 mm、バイオレット
1	ロング歯ブレード	55 mm、ブラック
1	ロング歯ブレード	60 mm、ゴールド
1	ロング歯ブレード	65 mm、ネイビー
2	マイクロブレード、鈍	14 × 35 mm、ブルー
2	マイクロブレード、鈍	14 × 40 mm、レッド
2	マイクロブレード、鈍	14 × 45 mm、グリーン
2	マイクロブレード、鈍	14 × 50 mm、バイオレット
2	マイクロブレード、鈍	14 × 55 mm、ブラック
2	マイクロブレード、鈍	14 × 60 mm、ゴールド
2	マイクロブレード、ショート歯	14 × 35 mm
2	マイクロブレード、ショート歯	14 × 40 mm
2	マイクロブレード、ショート歯	14 × 45 mm
2	マイクロブレード、ショート歯	14 × 50 mm
2	マイクロブレード、ショート歯	14 × 55 mm
2	マイクロブレード、ショート歯	14 × 60 mm

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	CVBツイストドリル	深さ8 mm、全長5¼"
1	CVBディストラクタードリルガイド	左
1	CVBディストラクタードリルガイド	右
1	椎体ディストラクター	左、100 mmラック
1	椎体ディストラクター	右、100 mmラック
2	CVBドライバー	シリコンハンドル
1	マルチレベルディストラクター	左、120 mmラック、90 mmエクステンション
1	マルチレベルディストラクター	右、120 mmラック、90 mmエクステンション
1	ボーングラフトホルダー	先端8 × 15 mm、全長210 mm
1	ボーングラフトインパクトター	3 mm
1	ボーングラフトインパクトター	5 mm
1	ボーングラフトインパクトター	8 mm
1	グラフトカッター	調整可能深さ8.75"、幅7 mm
1	ACFキャリパー	9"
1	滅菌ボックス	専用ケース

製品詳細

Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Setは、頸椎前方固定術（ACF/ACDF）のあらゆる段階に対応するように設計された、最高級のオールインワン手術器具プラットフォームです。軟部組織露出用フレーム、較正済み椎体間ディストラクター、専用の骨移植器具を一つのシステムに統合することで、手術の精密さを維持しながら、術中の効率を最大限に高めます。

解剖学的な適応性を追求したこのセットには、縦・横両方向のレトラクターフレーム、2本のシリコン製ツイストロックハンドル、カラーコード化されたデプスゲージが含まれています。ブレードは、鈍（Blunt）、ショート歯、ロング歯、マイクロの各プロファイル（30 mmから75 mm）計56枚で構成されています。椎体修復用として、100 mmおよび120 mmのラック式ディストラクター、ドリルガイド、ツイストドリル、シリコンハンドルのドライバー、ボーングラフトホルダー、3種類のインパクトター（3 mm、5 mm、8 mm）、調整可能なグラフトカッター、9インチのキャリパーを同梱しています。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）とオートクレーブ対応シリコンを使用し、反射を抑えたサテン仕上げが施されています。Retractor Makerは、このImage-Line ACF Retractor With Distraction Classic Setを一式として、耐久性に優れた滅菌ボックスに収めた未滅菌の状態で供給します。脊椎外科医に妥協のない品質と手技の信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest