



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Tiroides Lahey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Tiroides Lahey

SKU RM-LTR-203-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Tiroides Lahey	Dimensiones / Detalles: longitud total de 20.3 cm (8"), hoja en ángulo recto de 25 mm con labio · Cantidad incluida: 1	\$49
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de tránsito individual · Cantidad incluida: 1	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Tiroides Lahey es un separador clásico para cirugía endocrina y general, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos y una retracción de los músculos pretiroideos de forma segura y atraumática durante cirugías de tiroides y paratiroides. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos desplazar los músculos esternocleidomastoideo y pretiroideos lateralmente lejos de la glándula tiroides, estableciendo un corredor visual claro y protegiendo al mismo tiempo el nervio laríngeo recurrente.

Construido para asegurar un apalancamiento mecánico equilibrado durante disecciones delicadas de cuello, esta configuración específica del Separador de Tiroides Lahey cuenta con una longitud total de herramienta de 20.3 cm (8 inches, \$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su extremo de trabajo incorpora un perfil de hoja en ángulo recto con un labio de retención terminal integrado en una longitud de hoja de 25 mm. El labio de retención evita que los tejidos retraídos se deslicen sobre el borde de la hoja, mientras que el mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual sin fatiga durante procedimientos de varias horas.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Tiroides Lahey para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de endocrinología,

otorrinolaringología y cirugía general en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest