



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Condilar Femoral Anterior

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Condilar Femoral Anterior

SKU RM-AFCR-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Anterior Femoral Condylar Retractor	Comprimento de 5" (12.7 cm), lâmina fenestrada serrilhada de 45 mm	\$99
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Condilar Femoral Anterior é um afastador cirúrgico ortopédico de precisão, desenvolvido especificamente para fornecer exposição anterior ideal do fêmur distal durante artroplastias primárias e de revisão de joelho. Ao ancorar-se firmemente contra a cortical anterior, este instrumento desloca o tecido muscular do quadríceps e o mecanismo extensor sem exercer estresse excessivo nos ligamentos circundantes.

Projetado para ergonomia intraoperatória superior, esta configuração do Afastador Condilar Femoral Anterior apresenta um comprimento total de 5 polegadas (12.7 cm) e uma extremidade de trabalho de 45 mm de largura. A lâmina incorpora uma geometria angulada e fenestrada que reduz o peso total do instrumento para minimizar a fadiga da mão do assistente durante reconstruções articulares prolongadas. Serrilhas cruzadas distintas na ponta da lâmina proporcionam tração tecidual aprimorada, evitando que o afastador deslize do côndilo femoral ósseo sob contratensão.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Condilar Femoral Anterior para suportar alta alavancagem mecânica e ciclos repetitivos de autoclavagem a vapor hospitalar, oferecendo às equipes de reconstrução articular durabilidade e desempenho confiáveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)