



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Minimal-invasive Knie-Retraktoren

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Minimal-invasiv e Knie-Retraktoren

SKU RM-MIKR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
19 cm Gesamtlänge	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm Gesamtlänge	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Gesamtlänge	RM-MIKR-1-3	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Minimal-invasive Knie-Retraktoren sind unverzichtbare orthopädische Instrumente, die speziell für die zuverlässige Knochenhebelung und die Verschiebung des periartikulären Weichteilgewebes durch reduzierte Hautschnitte bei der minimal-invasiven totalen Knieendoprothetik (MIS-TKA) entwickelt wurden. Dank ihrer flachen, konturierten Schäfte ermöglichen diese Retraktoren dem Operationsteam eine saubere Retraktion von Patella, Kollateralbändern und Kapsel, ohne übermäßigen Zug auf die Inzisionsränder auszuüben.

Um verschiedenen Patientenanatomien und Gewebetiefen gerecht zu werden, ist diese Serie in drei verschiedenen Längen über das Optionsmenü wählbar: 19 cm (\$79) für schlanke Kniegelenke, 20 cm (\$84) für Standardeingriffe bei Erwachsenen und eine verlängerte 22 cm (\$89) Version für tiefe Gelenkkorridore. Jeder Retraktor wird handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und verfügt über einen ergonomischen Griff sowie eine konturierte Schnabelspitze, die sicher an der femoralen und tibialen Kortikalis anliegt und ein Abrutschen während der Knochenschnitte verhindert.

Retractor Maker fertigt diese Minimal-invasiven Knie-Retraktoren mit einem entspiegelten Satin-Matt-Finish, um hohen mechanischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Dies gewährleistet außergewöhnliche klinische Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Zuverlässigkeit bei der Aufbereitung für Gelenkrekonstruktionszentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest