



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bailey Rippensperrer / Rippenkontraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bailey Rippensperrer / Rippenkontrakt r

SKU RM-BRC-1

\$159 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Bailey Rib Contractor	20 cm Gesamtlänge, mechanischer Kompressor mit Klauenspitzen	\$159
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$159

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bailey Rippenkontraktor (auch bekannt als Bailey-Gibbon Rippenapproximator) ist ein spezialisiertes thoraxchirurgisches Instrument zur Annäherung benachbarter Rippen nach einer Thorakotomie. Durch das kontrollierte mechanische Zusammenführen gespreizter Rippen ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team das spannungsfreie Anlegen und Festziehen von perikostalen Nähten ohne Frakturgefahr für den Knochen.

Dieses Modell des Bailey Rippenkontraktors ist für einen robusten anatomischen Einsatz konzipiert und bietet mit einer Gesamtlänge von 20 cm eine ausreichende Reichweite für den Verschluss von Thorakotomiestellen. Die Arbeitsenden verfügen über kräftige, gebogene, klauenförmige Spitzen, die so konturiert sind, dass sie sicher über dem oberen und unteren Rand benachbarter Rippensegmente sitzen, ohne abzurutschen. Sein mechanischer Rändelschrauben-Mechanismus erlaubt dem Chirurgen eine feine Dosierung der Kompressionskraft, um die Brustwand während des Verschlusses in anatomischer Reduktion zu halten.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Bailey Rippenkontraktor so, dass er hohen Kompressionsmomenten und wiederholten Dampfsterilisationszyklen standhält – für langfristige klinische Zuverlässigkeit in der Herz-Thorax- und Unfallchirurgie.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest