



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Rollet Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rollet Retractor

SKU RM-RLR-5IN-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard — 13 cm, 4 scharfe Zinken, 4.5 mm Spitze	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Groß — 13.5 cm, 4-zinkig, 7.0 mm Spitze	RM-RLR-5IN-1-2	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Rollet Retractor ist ein spezialisierter manueller Wundhaken, der speziell für die präzise, rutschfreie Lappenanhebung und Weichteilretraktion in der feinen Ophthalmo-, Gesichtsplastik- und rekonstruktiven Chirurgie entwickelt wurde. Dank der fein geschärften, hakenförmigen Zinken ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das sichere Greifen kutaner und subkutaner Schichten, ohne das empfindliche Randgewebe zu quetschen.

Dieser als OP-tauglicher Haken klassifizierte Rollet Retractor weist eine Gesamtlänge von 5 Zoll (13 cm, \$39) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument ist für die intensive Sterilisation im Autoklaven ausgelegt und verfügt über eine lebenslange Garantie gegen Rost. Die Konfiguration mit 4 scharfen Zinken ist für den rutschfesten Einsatz in dichten Faszienebenen und am Periost optimiert. Sein schlanker, ergonomischer Griff gewährleistet eine präzise Kontrolle aus den Fingerspitzen.

Retractor Maker fertigt den Rollet Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Er bietet chirurgischen Abteilungen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest