



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Semb Lungen- und Muskelretractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Semb Lungen- und Muskelretraktor

SKU RM-SLMR-89-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
25.5 cm ergonomisches Modell — 25.5 cm mit ergonomischem Griff	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm Flachgriff-Modell — 25.0 cm mit Flachgriff	RM-SLMR-89-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Semb Lungen- und Muskelretraktor ist ein international anerkannter Thoraxretraktor, der speziell für die sichere, flächige Gewebeverdrängung von Lungenlappen, Brustwandmuskulatur und tiefen thorakalen Strukturen bei offenen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer anatomisch nach unten gebogenen Valve, ermöglicht dieses Instrument dem Operationsassistenten die Anwendung einer anhaltenden Gegentraktion über schwere Gewebeebenen hinweg, ohne Lungenkontusionen oder Parenchymrisse zu verursachen.

Die Semb Lungen- und Muskelretraktor-Serie wurde für höchste Langlebigkeit entwickelt und verfügt über eine lebenslange Garantie gegen Rost und Defekte. Sie wird in zwei primären Strukturkonfigurationen (\$89) angeboten. Die 25.5 cm lange Konfiguration verfügt über einen spezialisierten, konturierten Griff, der dem Assistenten eine überlegene manuelle Hebelwirkung bietet und in drei verschiedenen Arbeitsbreiten anpassbar ist: ½ Zoll, ¾ Zoll und 1 Zoll breit. Die alternative 25.0 cm lange Konfiguration besitzt einen integrierten Flachgriff gepaart mit einer multidimensionalen Valvenfläche von ⅝ Zoll Breite x 1 ¼ Zoll Länge. Beide Designs verfügen über abgerundete, atraumatische Valvenränder zum Schutz vitaler kardiopulmonaler Anatomie.

Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Semb Lungen- und Muskelretraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet kardiothorakalen, vaskulären und

traumatologischen Chirurgieteams weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest