



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hohmann Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann Retractor

SKU RM-HR-12IN-1

\$74 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
15 mm Breite Valvula — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Breite Valvula — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hohmann Retractor ist ein unverzichtbares orthopädisches Instrument zur Knochenhebelung, das speziell für die zuverlässige Gewebeverdrängung und Knochenexposition bei Gelenkarthroplastiken und Frakturstabilisierungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem gebogenen Schaft und einer anatomischen Spitze, die über die Knochenränder greift, ermöglicht dieser Retraktor dem OP-Personal, große Muskelmassen sicher vom Knochen wegzuhebeln, ohne in neurovaskuläre Zonen abzurutschen.

Präzise auf die verschiedenen skelettalen Gegebenheiten abgestimmt, verfügt dieser Hohmann Retractor über ein einheitliches Längsprofil von 12 inches (30.48 cm). Das Instrument ist in zwei wählbaren Blattbreiten erhältlich: 15 mm breit (\$74) für gezielte Hebelwirkung am Knochen und 17 mm breit (\$79) für eine breitere Muskelverdrängung. Die konturierte Spitze legt sich sicher um den femoralen oder tibialen Kortex, während der Schwerlastgriff dem Assistenten eine dauerhafte Hebelwirkung bei reduzierter Handermüdung ermöglicht.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Hohmann Retractor für höchste Drehmomentbelastungen in der Orthopädie und wiederholte Autoklavierzyklen. Damit bietet er Teams in der Endoprothetik und Unfallchirurgie weltweit unübertroffene klinische Haltbarkeit und Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest