



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Hohmann de Lâmina Quadrada

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Hohmann de Lâmina Quadrada

SKU RM-HRSB-1

\$74 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Perfil de lâmina quadrada, cabo extra-longo	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Perfil de lâmina quadrada, cabo extra longo	RM-HRSB-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Hohmann de Lâmina Quadrada são instrumentos cirúrgicos ortopédicos especializados, projetados especificamente para fornecer um contato ósseo de superfície ampla e um deslocamento muscular potente durante a reconstrução articular e fixação de fraturas. Desenvolvidos com uma face de lâmina quadrada plana e larga, estes afastadores se assentam com segurança sobre as corticais de ossos longos sem causar fraturas por pressão localizada ou sulcos em ossos osteoporóticos frágeis.

Construída para uma vantagem mecânica superior, a série de Afastadores Hohmann de Lâmina Quadrada apresenta um design de cabo extralongo em todas as versões, permitindo que os assistentes cirúrgicos apliquem contra-tração sustentada mantendo as mãos fora da linha de visão. Os cirurgiões podem escolher entre dois comprimentos totais distintos: 8 ½ polegadas (21.59 cm, \$74) e 9 ½ polegadas (24.13 cm, \$79). O perfil da lâmina quadrada fixa-se firmemente atrás das margens corticais, evitando o deslizamento do tecido durante a fresagem óssea vigorosa e a colocação de placas.

Usinados a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz os Afastadores Hohmann de Lâmina Quadrada para suportar o alto torque ortopédico e repetidos ciclos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia de trauma e substituição articular em todo o mundo uma durabilidade clínica e desempenho excepcionais.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest