



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Bochecha Orringer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Bochecha Orringer

SKU RM-OCR-4IN-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Bochecha Orringer	Comprimento de 4" (10.16 cm), largura de 3" (8 cm), arame com mola autorretentora	\$49
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem individual de transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Bochecha Orringer é um afastador cirúrgico essencial para odontologia, cirurgia oral e maxilofacial, projetado especificamente para fornecer retração bilateral mãos-livres das bochechas e lábios durante procedimentos intraorais. Projetado com uma estrutura de arame anatômica com ação de mola, este instrumento mantém o vestíbulo oral amplamente aberto de forma automática, eliminando a necessidade de posicionamento manual pelo assistente e proporcionando à equipe cirúrgica um campo visual estático e expansivo em ambos os arcos dentários.

Construído em uma configuração de tamanho padrão equilibrada para o conforto do paciente e máxima funcionalidade processual, este modelo de Afastador de Bochecha Orringer apresenta um comprimento total de 4 polegadas (10.16 cm) combinado com uma largura de lâmina de trabalho expansiva de 3 polegadas (8 cm) (\$49). Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), seu design autorretentor simples e robusto utiliza alças de arame contornadas e suaves que acomodam as comissuras labiais com segurança, sem beliscar a mucosa ou causar lacerações teciduais.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Bochecha Orringer para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, tensão de mola resiliente e durabilidade completa para salas de cirurgia oral, centros de implantodontia e clínicas de fissura labiopalatina em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)