



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Bookwalter Ekartör Sistemi

**SKU** RM-BR-1

**\$1,999 USD**

## BİLEŞEN LİSTESİ

| ADET | BİLEŞEN                                | BOYUTLAR / AÇIKLAMA          |
|------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1    | Bookwalter Saha Postu                  | 12" (30.5 cm)                |
| 1    | Bookwalter Horizontal Bar              | Standart                     |
| 1    | Bookwalter Post Kuplörü                | Standart                     |
| 1    | Bookwalter Horizontal Flek Bar         | 1" Çap (2.5 cm)              |
| 2    | Bookwalter Standart Cırcırlar          | Tilt Yapmayan                |
| 5    | Bookwalter Tiltli Cırcır Mekanizmaları | Çok Açılı                    |
| 1    | Bookwalter Oval Ring, Orta             | 10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm) |
| 1    | Bookwalter Segmentli Ring, Orta        | 10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)  |
| 2    | Bookwalter Balfour Blade               | 2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)      |
| 1    | Bookwalter Kelly Blade                 | 2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)       |
| 1    | Bookwalter Kelly Blade                 | 2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)      |
| 1    | Bookwalter Kelly Blade                 | 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)      |
| 1    | Bookwalter Kelly Blade                 | 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)      |
| 1    | Bookwalter Malleable Blade             | 3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)      |

| ADET | BİLEŞEN                     | BOYUTLAR / AÇIKLAMA                                                                          |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Bookwalter Malleable Blade  | 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)                                                                      |
| 1    | Bookwalter Harrington Blade | 1" x 5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (2.5 x 14.3 x 6.4 cm) |
| 1    | Ahşap Saklama Kutusu        | Özel Korumalı Kasa                                                                           |

## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Retractor, masaya monte edilen kendinden tutmalı bir ekartör sistemidir. Asistanların ekartörleri tutmasına gerek bırakmayan bu set, ameliyat masasına sabitlenir ve her bir blade'i sabit konumda tutarak nefrektomi, prostatektomi ve laparotomi gibi majör açık abdominal prosedürler sırasında sabit, eller serbest ekarman ve cerrahi saha görüşü sağlar.

Montaj iskeleti 12" (30.5 cm) Bookwalter saha postu, bir horizontal bar, bir post kuplörü ve 1" (2.5 cm) çapında bir horizontal flek bardan oluşur. Bu düzenek, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (26.7 x 36.8 cm) ölçülerinde orta boy oval bir ringi ve 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 19" (26.7 x 48.3 cm) ölçülerinde orta boy segmentli bir ringi destekleyerek, ekartör çerçevesinin insizyon üzerinde konumlandırılmasına ve çalışma alanına göre ayarlanmasına olanak tanır.

İki adet standart tilt yapmayan cırcır ve beş adet çok açılı tiltli cırcır mekanizması ringe kenetlenerek her bir blade'i seçilen derinlik ve açıda tutar. Set içeriğindeki blade'ler; iki Balfour blade, 3", 4", 5" ve 6" uzunluklarında dört Kelly blade, üç malleable blade ve bir Harrington blade'den oluşur, böylece ekarman insizyonun derinliğine ve şekline göre ayarlanabilir.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilmiştir. Bookwalter Retractor tamamen yenidir, tekrar kullanılabilir ve otoklavlanabilir özelliktedir; steril olmayan şekilde sunulur ve kullanımdan önce sağlık kuruluşunun onaylı prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Bileşenler, düzenli depolama ve işleme için özel delikli ahşap bir kutu içerisinde güvenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Retractor Maker, sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve minimum bir tam set sipariş miktarıyla doğrudan hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere tedarik etmektedir. Bookwalter Retractor, doğrudan Retractor Maker tarafından üretilmekte, denetlenmekte ve tedarik edilmektedir.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest