



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Tecidos Moles Wassmund

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Tecidos Moles Wassmund

SKU RM-WSTR-21-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Wassmund Soft Tissue Retractor	21 cm de comprimento total, lâmina lisa de 33 x 20 mm, cabo plano	\$49
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem individual de transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Tecidos Moles Wassmund é um afastador cirúrgico essencial para cirurgia oral, bucomaxilofacial e plástica facial, desenvolvido especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e a proteção do retalho mucoperiosteal durante intervenções ortognáticas e odontológicas. Projetado com uma face de lâmina anatomicamente curva, este instrumento permite que os cirurgiões mobilizem bochechas, lábios e periósteo de forma limpa, afastando-os de brocas de alta velocidade e serras ósseas, sem causar lacerações na mucosa.

Construído para oferecer um equilíbrio ideal entre alcance de exposição e destreza manual, esta configuração do Afastador de Tecidos Moles Wassmund apresenta um comprimento total de 21 cm (\$49). Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para garantir garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos de material, as dimensões de sua extremidade de trabalho medem 33 mm de comprimento x 20 mm de largura. O design estrutural incorpora uma configuração de lâmina lisa de extremidade única para uso manual, otimizada para manipulação segura de tecidos sem trauma por laceração localizada. O cabo plano ergonômico garante que os assistentes cirúrgicos mantenham uma contra-tração manual constante durante procedimentos bucomaxilofaciais extensos.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Tecidos Moles Wassmund para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave, proporcionando a centros de cirurgia oral, implantodontia e clínicas bucomaxilofaciais em todo o mundo uma rigidez estrutural excepcional,

resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)