



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa Campbell

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador de Raíz Nerviosa Campbell

SKU RM-CNRR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Campbell Nerve Root Retractor	Longitud de 8 ¾" (22.2 cm), hoja de 10-10.5 mm de ancho	\$69
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Raíz Nerviosa Campbell es un instrumento quirúrgico espinal especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción y protección seguras y no traumáticas del saco tecal y las raíces nerviosas de salida durante la cirugía de descompresión lumbar. Diseñado con un vástago alargado y delgado, este separador otorga a los cirujanos de columna una visualización profunda en el espacio interlaminar mientras mantiene la instrumentación manual fuera de la línea de visión microscópica directa.

Construido para un manejo óptimo del tejido neural, este modelo de Separador de Raíz Nerviosa Campbell cuenta con una longitud total de 8 ¾" (22.2 cm) combinada con un perfil de hoja expansivo de 10 mm a 10.5 mm de ancho. A diferencia de las sondas de punta estrecha que arriesgan la necrosis por presión focal, este diseño de hoja ancha distribuye las fuerzas de tracción de manera uniforme a través de las membranas neurales, acunando suavemente las fibras nerviosas lejos de fresas giratorias, pinzas rongeur de disco y cajas intersomáticas. Su mango ergonómico ofrece una retroalimentación táctil refinada y un control antideslizante durante las tareas delicadas de discectomía.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Separador de Raíz Nerviosa Campbell no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, proporcionando a los quirófanos de columna y neurocirugía de todo el mundo una precisión y resistencia a la corrosión inigualables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)