



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hayes Hand Retractors

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Hayes Hand Retractors

SKU RM-HHR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
5 ¼" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 ½" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 ¼" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69

製品詳細

Hayes Hand Retractorsは、手部、手関節、形成再建外科などの繊細な手術において、軟部組織を愛護的に露出させるために特別に設計された手持ち式手術用レトラクターです。人間工学に基づいた幅広いブレード形状により、皮膚端、虫様筋、繊細な腱鞘などを過度な局所圧をかけることなく牽引できます。

微細解剖学的なクリアランスを考慮して設計された本シリーズは、全長 5 ¼ inches (\$49)、5 ½ inches (\$59)、6 ¼ inches (\$69)の3つのサイズを展開しています。各サイズには、幅 ¾-inch および 1-⅜-inch の広角遠位ブレードが設定されており、組織の滑りを防ぐ安定した接触面を確保しつつ、術者の手がマイクロサージャリーの視界を妨げない構造となっています。

Retractor Makerは、高品質なサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施すことで、信頼性の高いタクトイルコントロールと高い耐食性を実現しました。世界中の形成外科、整形外科、手外科センターにおいて、オートクレーブ対応の滅菌・再利用が可能です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest