



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Blair Finger Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Blair Finger Wundhaken

SKU RM-BFR-1

\$94 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
4 Zinken, stumpfes Ende	RM-BFR-1-1	\$94
4 Zinken, spitzes Ende	RM-BFR-1-2	\$94

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Blair Finger Wundhaken ist ein spezialisiertes chirurgisches Handinstrument, das für den präzisen, rutschfesten Zug an Weichteilgewebe in der plastischen, rekonstruktiven und Handchirurgie entwickelt wurde. Dank seines ergonomischen vierzinkigen Arbeitsendes ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das Greifen und Anheben empfindlicher kutaner und subkutaner Flaps, ohne die Geweberänder zu zerreißen oder zu quetschen.

Die Konfiguration des Blair Finger Wundhakens ist auf stetige manuelle Kontrolle ausgelegt und verfügt über einen einheitlichen 14 cm starren Schaft (\$94), der optimale mechanische Stabilität und Zugang zu engen chirurgischen Taschen bietet. Chirurgen können zwischen einem 4-zinkigen scharfen Spitzenlayout für sicheren Halt in dichtem Bindegewebe oder einem 4-zinkigen stumpfen Layout zum Schutz empfindlicher neurovaskulärer Strukturen wählen. Der 6,0 mm breite Flachgriff ist so konzipiert, dass er auch bei längeren Eingriffen einen komfortablen, ermüdungsfreien Halt bietet.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satin-Matt-Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Blair Finger Wundhaken so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Dies bietet plastischen, orthopädischen und dermatologischen Zentren eine hohe Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest