



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mollison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mollison

SKU RM-MLR-155-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Mollison Retractor	Comprimento total de 15.5 cm, 4x4 dentes afiados, trava de cremalheira	\$99
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mollison é um afastador cirúrgico autorretentivo reconhecido internacionalmente, projetado especificamente para fornecer retração confiável de tecidos moles e periosteais durante mastoidectomias, tireoidectomias e procedimentos cranianos. Projetado com braços curvos expansores, este instrumento mantém as margens da incisão abertas sob tensão mecânica constante, eliminando a fadiga manual do assistente e mantendo o campo visual desobstruído para a fresagem de alta velocidade.

Construído em um layout de tamanho padrão projetado para fornecer uma distribuição equilibrada da pressão mecânica, esta configuração do Afastador Mollison apresenta um comprimento total da ferramenta de 15.5 cm (\$99). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a configuração do layout dos dentes incorpora 4 dentes afiados assimétricos à esquerda e 4 dentes afiados à direita (matriz 4x4). Os dentes afiados são meticulosamente fabricados para segurar as bordas da pele com firmeza e precisão, enquanto a tensão equilibrada 4x4 espalha a pressão uniformemente para proteger os tecidos moles circundantes de traumas por compressão localizada. A trava de cremalheira mecânica na base bloqueia suavemente sob contração.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mollison para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de ORL, centros cirúrgicos neurológicos e clínicas cirúrgicas gerais em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, estabilidade mecânica e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest