



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

SKU RM-SHSRR-150-1

\$339 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltendes Gestell mit Gelenkschenkeln	Gelenkiges Scherengestell, das außerhalb der Sichtlinie nach unten abgewinkelt ist
1	Abnehmbare einzinkige scharfe Lateralvalvula	50 mm Einzinken-Kralle zur tiefen Verankerung unter den Inzisionsrändern
1	Abnehmbare massive gezahnte Lateralplatte	60 mm x 25 mm massive Knochenretraktionsplatte mit mikro-gezahnter Spitze
1	Integrierte manuelle Schraubbarretierung	Zentraler Gewindemechanismus für festen Halt zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen
2	Ergonomische Retraktorarme	Leichtgewichtige, strukturierte Griffarme mit vollständig glatten Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor ist ein erstklassiges, artikulierte neurochirurgisches und Wirbelsäulen-Retraktorsystem, das speziell für die tiefe, ungehinderte paraspinale Gewebedislozierung bei komplexen lumbalen Laminektomien und Wirbelsäulenfusionen entwickelt wurde. Durch die Gelenkkonstruktion mit nach unten gebogenen Schenkeln liegt das mechanische Chassis flach am Körper des Patienten an, wodurch die Griffe vollständig aus der mikroskopischen Sichtlinie des Chirurgen gehalten werden.

Gefertigt nach klinischen Rahmen-Spezifikationen, bietet dieses Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor Komplettsset (\$339) eine horizontale Spreizung von bis zu 150 mm. Das aus deutschem Hochwertiger AISI

304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte modulare System umfasst eine abnehmbare, einzinikige scharfe Lateralvalvula mit 50 mm Arbeitstiefe zur sicheren Verankerung unter dichten Inzisionsrändern sowie eine abnehmbare massive, gezahnte Lateralplatte der Größe 60 mm × 25 mm (25 mm breit × 60 mm lang), die mit einer mikro-gezahnten Spitze zur schonenden Fixierung an Knochenrändern ausgestattet ist. Die integrierte manuelle Schraubarretierung über das zentrale Gewinde sorgt für einen unverrückbaren Halt und eliminiert die Ermüdung der Hände der Assistenz.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matte-Finish, produziert Retractor Maker den Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor für die Beständigkeit gegenüber repetitiven Autoklavierzyklen. Dies bietet neurochirurgischen Zentren, orthopädischen Wirbelsäulen-OPs und Traumazentren weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationssicherheit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest