



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bremerich Unterkiefer-Rinnenhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bremerich Unterkiefer-Rinnenhaken

SKU RM-BMCR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bremerich Unterkiefer-Rinnenhaken ist ein unverzichtbarer MKG-Wundhaken, der speziell für die sichere und stabile Darstellung der unteren und hinteren Ränder des Unterkieferastes konzipiert wurde. Mit einer gebogenen distalen Rinnenlippe ausgestattet, hakt sich dieses Instrument sicher entlang der kortikalen Knochenkante ein und schützt so die fazialen Gefäße und das Weichgewebe vor rotierenden Instrumenten und Oszillationssägen.

Diese Konfiguration des Bremerich Unterkiefer-Rinnenhakens wurde für präzises Arbeiten bei begrenztem intraoralem Platzangebot entwickelt und verfügt über ein schlankes 10 mm Blattprofil, das den chirurgischen Zugang in engen Arbeitsbereichen erheblich verbessert. Chirurgen können zwischen zwei Arbeitslängen wählen: 18 cm (\$44) für standardmäßige Oralchirurgie und 22.5 cm (\$49) für erweiterte tiefe Zugänge zum Ramus. Sein ergonomischer Griff bietet chirurgischen Assistenten eine feste, rutschfeste manuelle Kontrolle und reduziert die Handermüdung bei langwierigen Osteotomieverfahren.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Bremerich Unterkiefer-Rinnenhaken so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält und Oral-, Kiefer- und plastischen Chirurgen eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie zuverlässige Langlebigkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest