



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

可変式 Mayfield アダプター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

可変式 Mayfield アダプター

SKU RM-AMA-1

\$1,199 USD


コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	可変式 Mayfield アダプター	専用ソケットのない手術台で Mayfield 型頭蓋固定システムを固定するための強固なプラットフォームを提供
2	可変式エンドブラケット	アダプターを手術台のサイドレールに固定し、さまざまな手術台幅に対応
複数	取り付け穴	頭蓋クランプベースユニットの横方向の調整と柔軟なポジショニングが可能

製品詳細

可変式 Mayfield アダプターは、頭蓋クランプ用レセプタクルソケットが内蔵されていない手術台で、強固な頭蓋固定を可能にするために不可欠な手術台用マウンティングブリッジです。手術台のアクセサリサイドレールに非常に確実な機械的接続を確立することで、頭蓋固定フレームの遊びや滑りを排除し、絶対的な剛性を確保します。

素早い調整が可能な伸縮式エンドブラケットを装備しており、21.375 インチから 24.5 インチ (54.3 cm から 62.2 cm) の手術台幅に対応し、ポジティブロック式サイドレールクランプで固定します。クロスバープラットフォームには精密な穿孔による複数の取り付け穴が設けられており、中心から外れた患者の位置決め、パークベンチポジション、または側臥位の配置に合わせて、頭蓋クランプベースユニットを横方向に調整することが可能です。

Retractor Maker が供給するこのアダプターは、高張力の航空機グレード金属およびアルミニウム合金から CNC 加工され、ハードコートアルマイト保護処理が施されています。未滅菌の状態で提供され、高密度カスタムフォームインサート付きの輸出入保護ボックスに梱包されており、オートクレーブによる再滅菌が可能です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest