



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Miskimon Cerebellar Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Miskimon Cerebellar Ekartör

SKU RM-MCR-19-1

\$139 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Miskimon Cerebellar Ekartör	Boyutlar / Detaylar: 19 cm toplam uzunluk, 7×7 dışa dönük keskin uçlar, cırcırlı kilit · Dahil Olan Miktar: 1	\$139
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$139

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Miskimon Cerebellar Ekartör, posterior fossa ve suboksipital kraniyotomiler sırasında güvenilir, eller serbest kafa derisi ve kas retraksiyonu sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş uzman bir beyin cerrahisi ekartörüdür. Ağır hizmet tipi kavisli kollarla tasarlanan bu ekartör, kalın ense kaslarına ve galeal kenarlara tutunarak oksipital kemik ve serebellar hemisferler üzerinde geniş ve statik bir operasyon penceresi oluşturur.

Özel bir mekanik yapıda inşa edilen bu Miskimon Cerebellar Ekartör konfigürasyonu, özelleşmiş yara kenarı yönetimi için uyarlanmış 19 cm (\$139) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma uçları, ağır karşı çekiş altında kaymadan yoğun oksipital fasyayı güvenli bir şekilde kavrayacak şekilde tasarlanmış 7×7 dışa doğru kavisli keskin uçlu bir dizi içerir. Taban mekanik halka sapı, kapsamlı nöroşirürji rezeksiyonları boyunca asistan el yorgunluğunu ortadan kaldırarak gerilimi güvenilir bir şekilde tutan ayarlanabilir bir cırcırlı kilit dişlisi ile entegre edilmiştir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Miskimon Cerebellar Ekartör'ü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki nöroşirürji ameliyathanelerine ve omurga merkezlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest