



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Morse-Favaloro Kot Ayırıcı (Rib Spreader)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Morse-Favaloro Kot Ayırıcı (Rib Spreader)

SKU RM-MFRS-160-1

\$269 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Paralel Sürgülü Kılavuz Ray Şasisi	Genişleme şasisi olarak görev yapan hafif alüminyum kılavuz rayı
4 (2 Çift)	Hareketli Açılı Lateral Bıçaklar	Kaburgalara uyum sağlayan 17 mm x 22 mm boyutunda dört adet çok pozisyonlu ayarlanabilir bıçak
1	Vidalı Kilitleme Mekanizması	Bıçakları optimum retraksiyonda sabitleyen entegre kilitleme civatası
2	Ergonomik Retraksiyon Pens Kolları	Pürüzsüz dış kenarlarla tasarlanmış konik alüminyum sap gövdeleri
1	Koruyucu Saklama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Morse-Favaloro Kot Ayırıcı, koroner revaskülarizasyon ve pulmoner prosedürler sırasında güvenli, konturlu interkostal kaburga ayrımı ve anterior torasik görüş sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir kardiyotorasik cerrahi retraktördür. Çok pozisyonlu hareketli bıçaklarla tasarlanan bu alet, lateral kanatçıların hastanın kaburga eğriliğine tam olarak uyum sağlayacak şekilde dönmesine ve şekil almasına olanak tanıyarak, fokal periost ezilmelerini veya kostal kırıkları önlemek için distraksiyon yüklerini eşit şekilde dağıtır.

Rafine cerrahi kontrol için üretilen bu özel Morse-Favaloro Kot Ayırıcı konfigürasyonu, 160 mm (\$269) toplam yatay genişleme açıklığına sahiptir. Hafif alüminyum kılavuz ray üzerine monte edilmiş birinci sınıf ameliyathane sınıfı Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) bıçaklardan el işçiliğiyle üretilen 17 mm x 22 mm boyutundaki hareketli lateral bıçaklar, standart ve hassas göğüs kafeslerinde hassas kemik adaptasyonu

için optimize edilmiştir. Dört hareketli bıçak (sap başına iki adet), entegre bir vidalı kilitleme mekanizması aracılığıyla optimum retraksiyonda kilitlenirken, konik alüminyum sap gövdeleri komşu yumuşak dokuları korumak için pürüzsüz dış kenarlara sahiptir.

Yansıma önleyici saten mat yüzeyle dövülen Retractor Maker, Morse-Favaloro Kot Ayırıcıyı hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki açık kalp cerrahisi merkezlerine, göğüs kliniklerine ve kardiyak cerrahi salonlarına olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest