



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Nervios Dandy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Nervios Dandy

SKU RM-DNR-20-1

\$25 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Recto — 20 cm de longitud total, gancho romo recto — Exploración de nervio craneal de línea directa y movilización de raíces	RM-DNR-20-1-1	\$25
Angulado Curvo Derecha — 20 cm longitud total, gancho curvo a la derecha — Navegación de receso lateral y nervios de base de cráneo del lado derecho	RM-DNR-20-1-2	\$25
Angulado Curvo Izquierda — 20 cm longitud total, gancho curvo a la izquierda — Navegación de receso lateral y nervios de base de cráneo del lado izquierdo	RM-DNR-20-1-3	\$25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador de nervios Dandy es un instrumento neuroquirúrgico aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una manipulación nerviosa segura y delicada, así como la exploración de tejidos durante procedimientos craneales y espinales. Diseñado con una punta de gancho roma ultrafina, este separador permite a los cirujanos explorar, movilizar y proteger los nervios craneales y los delicados haces vasculares sin riesgo de punción accidental o cizallamiento.

Construido para el acceso microquirúrgico de precisión, este modelo de separador de nervios Dandy presenta una longitud total estandarizada de 20 cm (\$25) que alcanza vías intracraneales profundas sin esfuerzo. Los cirujanos pueden configurar el instrumento en tres disposiciones estructurales seleccionables: recto para un acceso lineal directo, curvo a la derecha o curvo a la izquierda para maniobrar alrededor de salientes óseos y

bucles vasculares. Su mango moleteado redondo y delgado garantiza la sensibilidad rotacional de la punta de los dedos y un control antideslizante bajo visualización microscópica.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el separador de nervios Dandy bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad completa en autoclave para quirófanos de neurocirugía en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest