



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Costal Cooley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Costal Cooley

SKU RM-CRS-SERIES-2

\$319 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Perfil para lactantes — 12 mm × 16 mm — 95 mm de apertura máxima — Acceso torácico neonatal y de lactantes, cirugía cardíaca congénita	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — Apertura máxima de 140 mm — Procedimientos cardíacos pediátricos y toracotomía	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Perfil adulto estándar — 21 mm × 44 mm — 150 mm de apertura máxima — Toracotomía, lobectomía y resección pulmonar estándar en adultos	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Perfil adulto grande — 35 mm × 50 mm — 200 mm de apertura máxima — Cirugía torácica bariátrica, exposiciones mediastínicas profundas	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Cooley Rib Spreader es un separador quirúrgico cardiorrespiratorio reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una separación costal intercostal segura y gradual durante operaciones cardiovasculares, pulmonares y mediastínicas. Diseñado con valvas laterales fenestradas curvas que se asientan suavemente sobre los márgenes costales, este instrumento permite a los cirujanos distribuir la contracción de separación de manera uniforme, previniendo fracturas costales mientras mantiene un

corredor visual sin obstrucciones hacia la cavidad torácica.

Construido para cubrir todo el espectro de la constitución física del paciente, esta línea de Cooley Rib Spreader se ofrece en cuatro perfiles de tamaño clínico distintos: el Perfil Infantil (\$319) con valvas de 12 mm × 16 mm y una apertura máxima de 95 mm; el Perfil Pediátrico (\$329) con valvas de 15 mm × 30 mm y una apertura máxima de 140 mm; el Perfil Adulto Estándar (\$339) con valvas de 21 mm × 44 mm y una apertura máxima de 150 mm; y el Perfil Adulto Grande (\$349) con valvas de 35 mm × 50 mm y una apertura máxima de 200 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su mecanismo de manivela rotatoria se bloquea de forma segura bajo tensión mecánica.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejos, Retractor Maker fabrica el Cooley Rib Spreader para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros de cirugía de corazón abierto, salas cardíacas pediátricas y quirófanos torácicos de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest