



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Cabezal Mayfield Skull Clamp

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cabezal Mayfield Skull Clamp

SKU RM-MSC-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Sistema estándar Mayfield Skull Clamp	Proporciona fijación craneal rígida y posicionamiento estable de la cabeza durante la cirugía
2	Pines craneales adicionales	Pines de fijación de repuesto para procedimientos adultos o pediátricos
1	Caja de esterilización de aluminio con tapete de silicona	Protege, organiza, almacena y esteriliza el sistema completo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Mayfield Skull Clamp es un dispositivo esencial de inmovilización craneal diseñado para establecer una fijación esquelética de tres puntos rígida e inamovible durante intervenciones neuroquirúrgicas y de columna cervical complejas. Al eliminar los movimientos microscópicos de la cabeza, este cabezal asegura que el cráneo del paciente permanezca firmemente bloqueado en su posición durante disecciones microscópicas, navegación estereotáctica y cirugías asistidas por robot.

Diseñado sin componentes de fundición, este Mayfield Skull Clamp está mecanizado por CNC íntegramente a partir de una aleación de aluminio de grado aeroespacial de alta resistencia y Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico. El sistema cuenta con un brazo de torque de un solo pin con una perilla de torque integrada y calibrada que muestra una fuerza de sujeción mecánica precisa de hasta 360 N (80 lbs), un brazo basculante de doble pin que se adapta suavemente a los contornos craneales y un adaptador giratorio de bola de 360 grados para un posicionamiento intraoperatorio fluido.

Suministrado no estéril y totalmente autoclavable, Retractor Maker entrega el Mayfield Skull Clamp completo con dos pines craneales adicionales dentro de un contenedor de esterilización de aluminio de alta resistencia equipado con un tapete organizador de silicona personalizado, brindando a los equipos quirúrgicos una rigidez

confiable y durabilidad a largo plazo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest