



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Black Belt Zervikales Retraktorsystem

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Black Belt Zervikales Retraktorsystem

SKU RM-BBCRS-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Retraktorrahmen (Rechts)	Rechtsseitige Rahmenkonfiguration
1	Retraktorrahmen (Links)	Linksseitige Rahmenkonfiguration
1	Retraktorrahmen (Versetzt)	Versetzte (Offset) Rahmenkonfiguration
2	Klingen-Insertionsklemmen	Komponenten zum Einsetzen und Befestigen der Valven
14	Gezahnte Valven	34 mm – 70 mm gezahnte Valvenoptionen in mehreren Größen
14	Stumpfe Valven	34 mm – 70 mm stumpfe Valvenoptionen in mehreren Größen
12	Zwei-Etagen-Valven, gezahnt	40 mm – 55 mm gezahnte Zwei-Etagen-Valven
6	Zwei-Etagen-Valven, stumpf	40 mm – 55 mm stumpfe Zwei-Etagen-Valven
1	Sterilisationscontainer	Behälter für Organisation, Lagerung und Aufbereitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Black Belt Zervikale Retraktorsystem ist eine fortschrittliche chirurgische Retraktorplattform für die Wirbelsäule, die für eine sichere und stabile Weichteilverdrängung bei anterioren Eingriffen an der Halswirbelsäule entwickelt wurde. Das System ist so konstruiert, dass es kontinuierlichem Gegenzug ohne Verrutschen standhält. Es bietet eine unübertroffene Visualisierung der Wirbelkörper und Bandscheibenräume

und schützt gleichzeitig empfindliche anatomische Strukturen wie die Karotisscheide, die Trachea und den Ösophagus.

Diese Konfiguration des Black Belt Zervikalen Retraktorsystems wurde für ein- und mehretägige spinale Eingriffe entwickelt und umfasst drei verschiedene Retraktorrahmen (rechts, links und versetzt) sowie zwei Präzisions-Klingenklemmen. Das Set wird mit einem umfangreichen Bestand von 46 Valven geliefert, darunter 14 gezahnte Valven (34–70 mm), 14 stumpfe Gewebevalven (34–70 mm), 12 gezahnte Zwei-Etagen-Valven (40–55 mm) und 6 stumpfe Zwei-Etagen-Valven (40–55 mm), um anatomische Vielseitigkeit bei unterschiedlichsten Patientenphänotypen zu gewährleisten.

Gefertigt aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satinierung, liefert Retractor Maker das Black Belt Zervikale Retraktorsystem unsteril und voll autoklavierbar in einem maßgeschneiderten Hochleistungs-Sterilisationscontainer mit speziellen Halterungen, was einen schnellen Umschlag und maximale prozedurale Sicherheit garantiert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest