



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Biggs Mammoplasty Ekartör, dar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Mammaplasty Ekartör, dar

SKU RM-BMRN-1

\$89 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Biggs Mammaplasty Ekartör, dar	6" (15.2 cm) uzunluk, 3 cm dar kavisli bıçak	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Biggs Mammaplasty Ekartör dar, estetik ve rekonstrüktif meme cerrahisi sırasında net, atravmatik yumuşak doku maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir el tipi plastik cerrahi ekartördür. Anatomik bir profille tasarlanan bu alet, cerrahların parankimal ve kas fleplerini optimum kaldırma gücüyle kaldırırken karşı traksiyon yükünü en aza indirmesine olanak tanır.

Hassas meme cebi diseksiyonu için üretilen bu Biggs Mammaplasty Ekartör dar modeli, 6 inç (15.2 cm) toplam uzunluğa ve kompakt 3 cm genişliğinde bıçak profiline sahiptir. Güçlü kavisli shaft, anatomik meme kıvrımlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; bu da cerrahlara derin subpektoral ve subglandüler ceplerde lokalize yumuşak doku morarmasına veya yırtılmasına neden olmadan net ve engelsiz bir görüş sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Biggs Mammaplasty Ekartör dar modelini tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki meme ve plastik cerrahlarına üstün ergonomik denge, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest