



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de racines nerveuses Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs de racines nerveuses Caspar

SKU RM-CNRR-SERIES-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
4 mm lame	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
Lame 6 mm	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
Lame 8 mm	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
lame de 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs de racines nerveuses Caspar sont des instruments essentiels de microchirurgie spinale conçus spécifiquement pour assurer une mobilisation et une protection sûres et atraumatiques du sac dural et des racines nerveuses lors des décompressions lombaires postérieures. Conçus avec une portée allongée de 9 ½-inch (24.13 cm), ces instruments permettent aux chirurgiens du rachis de travailler confortablement dans les couloirs interlaminaires profonds sans obstruer la vue microscopique.

Conçue pour la protection neuronale délicate, la série d'écarteurs Caspar présente des extrémités de lame incurvées vers le bas spécialisées pour soutenir en douceur les racines nerveuses, évitant qu'elles ne glissent dans la fenêtre opératoire ou ne subissent des blessures dues aux fraises à haute vitesse et aux pinces emporte-pièces. La série est proposée en quatre largeurs de lame standard : 4 mm (\$84), 6 mm (\$89), 8 mm (\$94) et 10 mm (\$99). Le manche plat ergonomique intègre des stries tactiles fines qui confèrent au chirurgien un contrôle exceptionnel lors des micro-manipulations.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflets, Retractor Maker produit les écarteurs de racines nerveuses Caspar selon des tolérances cliniques strictes, garantissant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une

durabilité totale à l'autoclave pour les centres de neurochirurgie et de chirurgie du rachis du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)