



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Knapp Wundspreizer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Knapp Wundspreizer, selbsthaltend

SKU RM-KSRR-10-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Knapp Wundspreizer, selbsthaltend	Abmessungen / Details: 10 cm Gesamtlänge, 26 mm Breite, 4x4 Zinken (gerade/abgewinkelt, scharf/stumpf) · Klinische Rolle: Selbsthaltende Exposition des Tränensacks und bei Mikroinzisionen · Preis (USD): \$79.00	\$79
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Standard-Transportverpackung · Klinische Rolle: — · Preis (USD): Inbegriffen	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der selbsthaltende Knapp Wundspreizer ist ein spezialisierter mikrochirurgischer Spreizer, der für die zuverlässige, freihändige Freilegung von Weichteilen und Wundrändern bei filigranen Gesichts-, Augen- und Handeingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit nach außen gebogenen Zinken, hält dieses Instrument kleine Inzisionen unter kontinuierlicher mechanischer Spannung offen, was die Ermüdung des Assistenten verhindert und einen statischen Operationskorridor gewährleistet.

Gefertigt nach klinischen Standardvorgaben, weist dieser Knapp Wundspreizer eine Gesamtlänge von 10 cm (\$79) bei einer Arbeitsbreite von 26 mm auf. Das aus hochwertigem deutschem Chirurgenstahl handgefertigte Instrument verfügt über eine 4x4 Zinken-Anordnung, die wahlweise in gerader Ausführung oder in abgewinkelter Konfiguration (zur Umgehung der Orbitaländer) erhältlich ist. Chirurgen können zwischen stumpfen Spitzen für einen schonenden Gewebehalt oder scharfen Spitzen für einen sicheren Griff in dichtem Periost wählen.

Retractor Maker fertigt den Knapp Wundspreizer mit einem blendfreien seidenmatten Finish, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Er bietet Plastischen Chirurgen, Ophthalmologen und HNO-Ärzten weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest