



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Parker-Mott - Conjunto de Dois

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Parker-Mott - Conjunto de Dois

SKU RM-PMR-SET-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastadores Parker-Mott	Comprimento total de 15.3 cm, lâminas sólidas assimétricas de extremidade dupla	\$49
Manga / Caixa Protetora	Embalagem de transporte padrão	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Parker-Mott - Conjunto de Dois é um conjunto essencial de instrumentos cirúrgicos pareados, projetado especificamente para fornecer retração confiável de margens de feridas e tecidos moles em profundidades variadas durante procedimentos cirúrgicos gerais, ortopédicos e plásticos. Projetados com lâminas curvas contrastantes em extremidades opostas de um cabo central, esses afastadores permitem que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre a retração de tecido subcutâneo superficial e a elevação muscular mais profunda.

Construído em um layout de tamanho padrão único para resistência mecânica duradoura e resistência à corrosão, esta configuração do Afastador Parker-Mott - Conjunto de Dois apresenta um comprimento total da ferramenta de 15.3 cm (\$49). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina incorpora perfis de lâmina sólida de extremidade dupla e assimétricos, com bordas arredondadas suaves que acomodam as margens do tecido com segurança, sem causar hematomas localizados. Sua estrutura de empunhadura central de superfície plana proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável e livre de fadiga durante procedimentos operatórios ativos.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Parker-Mott - Conjunto de Dois para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para salas de cirurgia, centros de

trauma e clínicas cirúrgicas ambulatoriais em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest