



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Adson Otostatik Serebellar Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Adson Otostatik Serebellar Ekartör

SKU RM-ASCR-1

\$199 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 6.5 in, 4x4 dişli	RM-ASCR-1-1	\$189
Standart — 7.5 in, 4x4 dişli	RM-ASCR-1-2	\$199
Büyük — 9.5 in, 4x4 dişli	RM-ASCR-1-3	\$214

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Adson Otostatik Serebellar Ekartör, posterior kranial fossa ve omurga üzerinde stabil, eller serbest operatif erişim sağlamak üzere tasarlanmış çok yönlü, çok konfigürasyonlu bir nöroşirürji ekartörüdür. Paraspinal ve suboksipital kasları mekanik karşı çekiş altında ayrı tutarak, bu alet asistan yorulmasını önlerken geniş ve sabit bir görüş alanı sunar.

Farklı cerrahi yaklaşımlara tam olarak uyum sağlayacak şekilde tasarlanan Adson Otostatik Serebellar Ekartör, özel olarak seçilen kol ve diş konfigürasyonlarıyla eşleştirilmiş standart 19 cm gövde uzunluğuna sahiptir. Cerrahlar, sığ alanlar için düz kollar, lateral açıklık için açılı kollar veya derin 80 derecelik kollar arasından seçim yapabilir; bu kollar, sert fasya tutuşu için keskin dişler veya hassas doku kenarlarını korumak için künt dişlerle birleştirilebilir. Ağır hizmet tipi parmak halkalı kilit mekanizması, kayma yapmadan güvenli bir kitleme sağlar.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Adson Otostatik Serebellar Ekartör'ü tam hastane spesifikasyonlarına göre üreterek üstün dokunsal denge, pürüzsüz kilit kontrolü ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest