



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Mamario Bugge Takedown I.M.A

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Mamario Bugge Takedown I.M.A

SKU RM-BTIMAR-499-1

\$499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis del separador Bugge Takedown I.M.A	Riel de elevación mecánica con apertura de 110 mm
1 Par	Valvas laterales principales	Valvas de elevación esternal contorneadas de 40 mm × 100 mm
1 Set	Valvas de trabajo integradas	Ensamblaje de extremo de trabajo extendido de 40 mm × 150 mm
1	Funda / Caja protectora	Embalaje estándar de transporte

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador mamario Bugge Takedown I.M.A es un sistema de retracción quirúrgica cardiotorácica indispensable, diseñado específicamente para proporcionar elevación esternal unilateral y una exposición amplia de la pared torácica durante la obtención de la arteria mamaria interna (IMA / LIMA / RIMA) en injertos de derivación de arteria coronaria. Diseñado con un chasis de elevación mecánica de alta resistencia, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos elevar el margen costal y el borde esternal suavemente, creando un corredor quirúrgico sin obstrucciones directamente a lo largo del lecho vascular retroesternal.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, esta configuración del Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor (\$499) presenta dimensiones robustas en los extremos de trabajo que miden 40 mm × 150 mm, combinadas con valvas laterales principales de 40 mm × 100 mm para adaptarse a diversas aperturas quirúrgicas. Forjado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el mecanismo de cremallera y piñón alcanza una capacidad de expansión máxima de 110 mm, proporcionando una potencia de elevación estática inquebrantable contra la musculatura pectoral e intercostal densa sin

deslizamientos ni riesgo de fracturas costales.

Fabricado con un acabado mate satinado antirreflectante en todas sus superficies metálicas, Retractor Maker produce el Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, brindando a los centros de cirugía cardíaca y salas de operaciones torácicas en todo el mundo una estabilidad estructural absoluta, alta resistencia a la corrosión y durabilidad completa en esterilización.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest