



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Kocher Langenbeck Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Kocher Langenbeck Retractor

SKU RM-KLR-GEN-1

\$44 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Узкие лопатки (напр., 25×6, 35×8 mm)	Доступная длина и рукоятки: 20.3 или 22 см (кольцевая / полая) · Клиническая роль: операции на щитовидной железе, сухожилиях и малые вмешательства · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Средние лопатки (напр., 28×15, 41×14 mm)	Доступная длина и рукоятки: 20.3 или 22 см (кольцевая / полая) · Клиническая роль: аппендэктомия, грыжесечение и ортопедический доступ к суставам · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Глубокие лопатки (напр., 70×14, 80×16 mm)	Доступная длина и рукоятки: 20.3 или 22 см (кольцевая / полая) · Клиническая роль: удержание глубоких мышц, операции на тазе и бедре · Цена (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Защитный чехол / Коробка	Доступная длина и рукоятки: Стандартная транспортная упаковка · Клиническая роль: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Kocher Langenbeck Retractor — незаменимый ручной хирургический инструмент, признанный во всем мире для обеспечения безопасной, атравматичной ретракции мягких тканей и мышц во время общих, ортопедических и пластических операций. Изогнутая под прямым углом удлиненная лопатка с загнутой книзу удерживающей кромкой позволяет хирургам надежно удерживать мышечные слои и края раны без соскальзывания и развития фокальной ишемии тканей.

Разработанная для полной адаптации к процедурам, серия Kocher Langenbeck Retractor изготавливается вручную из высококачественной хирургической немецкой нержавеющей стали в двух вариантах общей длины: 20.3 см (\$44) и 22 см (\$49), со стандартным профилем рамы 215 mm. Хирурги могут выбрать инструмент с тремя вариантами длины стержня (10 см, 12 см и 14 см) в сочетании с классической кольцевидной рукояткой или облегченной полый рукояткой Hollow Grip, разработанной для повышения комфорта и снижения утомляемости во время длительных операций. Обширная линейка рабочих частей включает 20 стандартизированных размеров от 15 × 85 mm до 80 × 16 mm.

Инструменты Retractor Maker производятся с антибликовым сатинированным матовым покрытием и выдерживают многократные циклы автоклавирования, обеспечивая операционные залы по всему миру исключительной долговечностью, коррозионной стойкостью и полной клинической надежностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest